

Attends® For Men





Attends - das System mit 10 Saugstärken bei Blasenschwäche und Inkontinenz

Attends For Men sind anatomisch geformte Einlagen speziell für Männer mit sehr leichter bis mittlerer Blasenschwäche.

Die Saugstärken 1 und 2 sind für Männer mit tropfenweisem Urinverlust.

Die Saugstärken 3 und 4 sind für Männer mit leichter bis mittlerer Blasenschwäche.



1 Anatomisch geformte Einlagen mit verbessertem Auslaufschutz und Tragekomfort speziell für Männer.

2 Mit Klebestreifen zur Befestigung in eng anliegender Unterwäsche. Für besseren Sitz und Auslaufschutz.

3 Stoffähnliche Rückseite für mehr Tragekomfort und Diskretion. Kein Rascheln.

4 Effiziente Geruchsbindung im Saugkern dank Odour Protection. Gerüche werden vermieden und der hautfreundliche pH-Wert bleibt erhalten.

1 Anatomisch geformte Einlagen mit verbessertem Auslaufschutz und Tragekomfort speziell für Männer.





2 Mit Klebestreifen zur Befestigung in eng anliegender Unterwäsche. Für besseren Sitz und Auslaufschutz.

3 Stoffähnliche, atmungsaktive Rückseite für mehr Tragekomfort und Diskretion. Kein Rascheln.

4 Leistungsfähiger Saugkern sorgt für Auslaufschutz, Geruchsbindung und ein trockenes Tragegefühl.

5 Spezielle Innenbündchen sorgen für zusätzlichen Auslaufschutz.

Weitere Informationen unter:
www.attends.at www.attends.ch

	Stück / Beutel Stück / Karton Stück / Palette	EAN 7332152 Packung / Karton	PZN Packung/Karton	Hilfsmittelpositionsnummer	Außenseite Material	Saugkern Material	Innenseite Material	Auslaufsperrren	Klebestreifen	Geruchsbindung (Odour Protection)	Atmungsaktiv
Attends For Men 1	 25 4 x 25 80 x 4 x 25	410032 899561	2414757 2414817	-	Vliesschicht und Außenschicht, jeweils aus Polypropylen	Airlaid-Kern mit Superabsorber	Vlies	X	✓	✓	✓
Attends For Men 2	 16 4 x 16 80 x 4 x 16	201787 201794	2414964 2414970	-	Vliesschicht und Außenschicht, jeweils aus Polypropylen	Airlaid-Kern mit Superabsorber	Vlies	X	✓	✓	✓
Attends For Men 3	 14 12 x 14 21 x 12 x 14	205945 205952	7569186 7569192	15.25.01.5270	Vliesschicht und atmungsaktive Außenschicht, jeweils aus Polypropylen	Zellstoff, Superabsorber	Vlies	✓	✓	✓	✓
Attends For Men 4	 14 12 x 14 21 x 12 x 14	205969 205976	7569200 7569217	15.25.01.5271	Vliesschicht und atmungsaktive Außenschicht, jeweils aus Polypropylen	Zellstoff, Superabsorber	Vlies	✓	✓	✓	✓



**Geruchsbindung
Odour Protection**

Im Saugkern wird der
Urin gebunden und sicher
eingeschlossen. Dadurch
werden unangenehme
Gerüche vermieden.



Atmungsaktiv

Die atmungsaktive
Außenseite läßt die
Luft zirkulieren, was
zur Gesunderhaltung
der Haut beiträgt.